

ENTSCHEIDEND BESSER



Evario one

Das wirtschaftliche Krankenhausbett

Internationale Edition

STIEGELMEYERGRUPPE



Evario one

Das wirtschaftliche Bett für den Klinikalltag

»Als Einkäufer denke ich langfristig und abteilungsübergreifend. Nur so kann ich Bedarfe optimal decken und Engpässen zuvorkommen. Stieglmeyer unterstützt mich bei dieser Arbeitsweise aktiv. Das Evario one ist die richtige Investition für eine langfristige Beziehung.«



Adam Smith
Einkaufsleitung

Ihre entscheidenden Vorteile

Um Stress und körperliche Belastung im Krankenhausalltag abzubauen, müssen Medizinprodukte zumeist dieselben Stärken aufweisen:

- **Sicherheit**
- **leichte Bedienbarkeit**
- **optimale Unterstützung für Patienten und Pflegepersonal**

Auf diese wesentlichen Vorteile haben wir uns bei der Entwicklung des Evario one konzentriert. Das vollmotorisch verstellbare Krankenhausbett vereint viele hilfreiche Funktionen, entlastet das Personal und unterstützt ein wirtschaftliches Arbeiten.

Moderne Seitensicherungssysteme und individuelle Bedienvarianten erfüllen ein weites Spektrum an Anforderungen. Das Evario one ist nahezu universell einsetzbar.



Inhalt

Wirtschaftliche Vorteile	4	Komfort für die Patienten	14
Produktentwicklung	5	• Einfache Bett-Verstellung mit dem „Bedienpanel light“	14
Vorteile für die Pflege	6	• Ergonomische Bedienung des Handschalters	14
• Die geteilte ¾-Seitensicherung	6	• Unterbettlicht	15
• Die durchgehende ¾-Seitensicherung	7	• Weiterer Komfort	15
• Ergonomisches Arbeiten auf Hüfthöhe	8	Sichere Hygiene	16
• Mobilisierung für eine schnellere Genesung	8	Technischer Service	17
• Sturzprophylaxe bei Nacht	9	Zubehör	17
• Platz für Zubehör	9	Hilfreiche weitere Produkte	18
Individuelle Bedienkonzepte	10	Ausstattungen und Optionen	19
• Einfache Steuerung mit dem „Bedienpanel light“	10	Technische Daten	22
• Bedienung mit ergonomischem Handschalter	10	Die Stieglmeyer-Gruppe	23
• CPR und Kopftieflage mit Entsperrmagnet	10		
• Höhenverstellung per Fußschalter	10		
• Bedienmodul	11		
• Schnelle Notfallverstellung	11		
• Gute Fahrbarkeit auch in kleinen Räumen	12		
• Einfacher Patiententransport	12		
• Medizinische Lagerung	13		
• Bett- und Unterschenkellehnen-Verlängerung	13		



Variante mit geteilter Seitensicherung

Schutz und Mobilisierung

- **Liegefläche (Matratzenmaß):**
87 x 200 cm
- Außenbreite geringer als 1 Meter
- geteilte ¾-Seitensicherung
- kopfseitige angestellte Seitensicherung kann als Mobilisierungsstütze dienen
- Steuerung mit Handschalter, integrierten Bedienpanels oder Bedienmodul



Variante mit durchgehender Seitensicherung

Platzsparend in kleinen Räumen

- **Liegefläche (Matratzenmaß):**
87 x 200 cm
- Außenbreite geringer als 1 Meter
- durchgehende ¾-Seitensicherung
- Steuerung mit Handschalter oder Bedienmodul
- angehängtes Zubehör ist immer sichtbar

»Bei allen Investitionsentscheidungen gibt es ein wirtschaftliches Risiko. Ich schaue daher auf die langfristige Nutzbarkeit und natürlich auch auf den Preis. In Deutschland entwickelte Produkte haben in puncto Qualität und Langlebigkeit zu Recht einen hervorragenden Ruf.«

Henry Jones
Geschäftsleitung

Unser Angebot

- geprüftes Qualitäts-Bett
- geringe Folgekosten durch langlebiges Produkt
- Pflegende werden schnelles und einfaches Handling schätzen
- Medizin- und Haustechnik profitiert von geringer Fehleranfälligkeit und guten Hygiene-Eigenschaften
- Service nach dem Kauf gewährleistet

Wirtschaftliche Vorteile durch hohe Qualität

Stieglmeyer ist der führende deutsche Produzent von Krankenhausbetten und verbindet seit 1900 Tradition mit Innovation. Mehr als 120 Jahre Erfahrung, neue Ideen und überdurchschnittliche Qualitätsstandards prägen auch das wirtschaftliche Evario one. Durch seine Langlebigkeit und seinen geringen Reparaturaufwand spart es über den gesamten Einsatzzyklus Kosten.

In unserem Herforder Entwicklungszentrum wurden alle Komponenten weit über die Normanforderungen hinaus getestet, um ihre Haltbarkeit zu bestätigen. Potenzielle Schäden am Bett werden durch das intelligente Design schon im Voraus vermieden – z. B. durch das fest integrierte, absturzsichere Bedienpanel.

LINAK  Inside
WE IMPROVE YOUR LIFE

Power aus Dänemark – in unseren Krankenhausbetten verbauen wir hochwertige Antriebe von LINAK, dem international führenden Anbieter von elektrischen Motorenlösungen für Betten und Möbel. Bei LINAK werden alle Produkte gründlichen Prüfungen unterzogen und entsprechen internationalen medizinischen Normen. Zugleich verbrauchen sie nur wenig Energie, sparen Kosten und schützen die Umwelt.



▲ Das optionale Bremssignal verhindert, dass ein ungebremstes Bett beim Wegrollen den Stecker aus der Wand reit.



▲ Wandabweiskegel und -rollen minimieren das Schadensrisiko bei Kollisionen whrend des Fahrens und der Hhenverstellung.

Produktentwicklung Wir testen über die Norm hinaus



Belastungstest Kopf- und Fußteile

- In der Mitte des Hauptes wird eine Krallen befestigt, die hohen Druck ausübt.
- Das Bett ist sicher fixiert, sodass es nicht ausweichen kann.
- In 100 Durchgngen wird das Haupt jeweils 30 Sekunden lang mit einer Druckkraft von 500 Newton belastet (entspricht hier ca. 51 kg) und hin- und hergezogen.
- Befestigungsbolzen und andere Teile mssen dem Test ohne jeden Schaden standhalten.



Belastungstest Rollen

- Das Bett wird mit 1.400 Newton (entspricht ca. 143 kg) belastet und ungebremst auf dem Rollenprfstand positioniert.
- Der Prfstand simuliert eine 5-stndige pausenlose Fahrt.
- An den Rollen, Bremsen und sonstigen Konstruktionsteilen drfen keine Schden auftreten.



Belastungstest Liegeflche und Antriebe

- Das Bett wird mit dem Gewicht seiner sicheren Arbeitslast (250 kg) belastet.
- Alle in der Gebrauchsanweisung angegebenen Verstellungen, die gewisse Anforderungen stellen, werden in Dauerlauftests mit 3.000 Zyklen angefahren.
- Anschließend mssen alle Verstellungen weiterhin mglich sein. Die Antriebe und die Festigkeit des Bettes drfen nicht beeintrchtigt sein.



Belastungstest Seitensicherungen

- Ein Pendel mit 25 kg Gewicht prallt aus 1,60 m Abstand 25-mal gegen die Seitensicherung.
- Die Seitensicherung muss anschlieend einwandfrei funktionieren. Es drfen keine beschdigten oder gelockerten Teile auftreten.



Belastungstest Handschalter

- Die Tasten des Handschalters werden in 250.000 Zyklen bettigt.
- Das entspricht einem Vielfachen der whrend der Einsatzdauer des Bettes zu erwartenden Zahl – bei der hufig bewegten Rckenlehne geht man z. B. von ca. 24.000 Verstellungen aus.
- Die Funktionalitt des Handschalters muss voll erhalten bleiben.

Vorteile für die Pflege

Leicht und sicher bedienbare Seitensicherungen



▲ Die geteilte ¾-Seitensicherung lässt sich mühelos mit einer Hand auslösen und absenken.



▲ Das Absenken nur eines Elements in der Bettmitte genügt, um dem Patienten den ungehinderten Ein- und Ausstieg zu ermöglichen.



▲ Mit dem fußseitigen Auslösemechanismus lässt sich die durchgehende ¾-Seitensicherung schnell entriegeln und absenken.



▲ Die filigranen Holme bewegen sich leicht und geräuscharm – und ermöglichen freie Sicht in den Raum.

Die geteilte ¾-Seitensicherung

Einhandbedienung in jeder Situation

Das Absenken der Seitensicherung muss im Alltag schnell von einer Pflegekraft erledigt werden können – komplizierte Mechanismen oder festklemmende Elemente wären eine immense Belastung. Bei unserer geteilten ¾-Seitensicherung senkt die Pflegekraft nur den Abschnitt in der Mitte des Bettes bequem und leise mit einer Hand ab, und schon kann der Patient aufstehen. Für eine gründliche Pflege lässt sich das kopfseitige Element ebenso leicht absenken.



Ein-Hand-Bedienung



geräuscharm



▲ Die geteilte ¾-Seitensicherung bietet normgerechten Schutz und deckt einen großen Teil der Liegefläche ab. Bei sehr unruhigen Patienten steht fußseitig ein Füllstück zum Lückenschluss zur Auswahl.

Die durchgehende ¾-Seitensicherung

Einfaches Absenken und Anstellen

Der Platz rings um das Krankenhausbett ist gerade in kleineren Räumen kostbar, denn er wird für Nachttische, zur Mobilisierung des Patienten und für Therapieangebote gebraucht. Die durchgehende ¾-Seitensicherung des Evario one benötigt beim Absenken keinen zusätzlichen Platz. Sie schwenkt mühelos parallel zum Bett nach unten. Ihre filigranen Holme lassen den Blick des Patienten frei in den Raum oder aus dem Fenster schweifen.



▼ Auch bei abgesenkter Seitensicherung ist angehängtes Zubehör gut sichtbar.

▲ Auf Wunsch sorgt ein fußseitiges Füllstück für lückenlosen Schutz.



»Ich liebe es, Menschen zu helfen, und das am besten in einem hochmotivierten Team. Das Krankenhausbett Evario one, das wir jeden Tag bedienen, unterstützt uns enorm dabei!«



Laila Tamin
Stationsleitung

Unser Angebot

- leichte, intuitive Bedienung
- einfach roll- und steuerbar, elektrisch verstellbar
- auf Patienten und Personal unterschiedlicher Größe einstellbar, auch für hohes Körpergewicht geeignet
- individuell anpassbares Zubehör
- leicht zu desinfizieren

Ergonomisches Arbeiten auf Hüfthöhe



Beeinträchtigungen des Rückens zählen zu den gravierendsten Gesundheitsproblemen von Pflegekräften. Mit seiner Höhenverstellung bis zu 82 cm ermöglicht das Evario one selbst sehr großen Menschen ein rückschonendes Arbeiten in aufrechter Haltung auf Hüfthöhe.

20 % der AU-Tage beim Krankenpflegepersonal entfallen auf Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems.

Gesundheitsreport 2019 der Techniker Krankenkasse

▲ Die optimale individuelle Arbeitshöhe lässt sich stufenlos mit einem der Bedienelemente oder mit dem Fußschalter einstellen.

Mobilisierung für eine schnellere Genesung



Frühzeitige Sitz- und Gehversuche beschleunigen die Genesung oft erheblich. Die stufenlose Höhenverstellung und die als Mobilisierungstützen dienenden Seitensicherungen fördern diesen Prozess.

ENTSCHEIDEND BESSER
Frühmobilisierung zahlt sich für alle aus

Sowohl die Patienten als auch das Krankenhaus profitieren von den Vorteilen der Frühmobilisierung. Patienten genießen im Anschluss oft eine höhere Lebensqualität und benötigen laut Studien deutlich weniger Schmerzmittel. Das Krankenhaus spart bei einem verkürzten Aufenthalt pro Tag bis zu 1.200 Euro ein. Das Evario one amortisiert sich dadurch sehr schnell.

▲ Patienten verschiedener Körpergröße profitieren von einer individuellen ergonomischen Aufstehhöhe.

Sturzprophylaxe bei Nacht



▲ Die niedrige Tiefposition verringert im Fall eines Sturzes die Fallgeschwindigkeit. Das Verletzungsrisiko sinkt deutlich.

Patienten mit körperlichen oder kognitiven Einschränkungen sollten bei Nacht vor Sturzverletzungen geschützt werden – auch ohne freiheitsentziehende Maßnahmen. Die niedrige Tiefposition des Evario one von nur 36 cm mindert das Risiko im Fall eines Sturzes erheblich.



▲ Das kopfseitige Element der geteilten Seitensicherung unterstützt den Patienten beim Verlassen des Bettes als Mobilisierungsstütze.

Platz für Zubehör – für eine optimale Versorgung



Um den Patienten bestmöglich zu versorgen, müssen Geräte und Zubehör ausreichend Platz finden und sich an exakt festgelegten Positionen anbringen lassen. Die optionalen schlanken Versorgungsbügel an den Längsseiten des Evario one bieten im Alltag große Flexibilität. Auch die Seitensicherungen und Kopf- und Fußteile eignen sich bestens zum Anhängen von Zubehör. Maßgeschneiderte Hilfsmittel wie unsere Körbe für Sauerstoff- oder Urinflaschen addieren sich zu einer optimalen Versorgung aus einer Hand.

◀ Optionale Versorgungsbügel und praktische Griffleisten ermöglichen eine moderne Patientenpflege von allen Seiten.

Individuelle Bedienkonzepte

Pflegekräfte und Patienten benötigen komfortable und sichere Bedienoptionen für das Bett. Unser „Bedienpanel light“ bietet auf den Innen- und Außenseiten maßgeschneiderte Optionen. Der Fokus auf die wirklich wichtigen Funktionen erleichtert die Bedienung erheblich. Alternativ steht ein übersichtlicher Handschalter mit ergonomisch angenehmen Tasten zur Auswahl. Mithilfe eines handlichen Entsperrmagneten kann die Pflegekraft schnell die CPR- und Trendelenburg-Optionen freischalten. Wenn alle Hände voll zu tun ist, lässt sich die Betthöhe auch per Fußschalter verstellen.

Einfache Steuerung mit dem „Bedienpanel light“

Maßgeschneiderte Komfort- und Pflegefunktionen stehen Pflegekräften und Patienten auf der Außen- und Innenseite des „Bedienpanel light“ zur Verfügung. Das Panel ist auf Wunsch in die geteilten Seitensicherungen integriert.



Bedienung mit ergonomischem Handschalter



Der intuitive Handschalter steht für beide Seitensicherungstypen zur Verfügung und lässt sich immer bequem in Griffweite anhängen.



Die dunkelblau unterlegten Funktionstasten sind in jeder Situation leicht verständlich.

CPR und Kopftieflage mit Entsperrmagnet



CPR-Funktion und Schocklage sind in den Handschalter integriert und werden mit einem Entsperrmagneten freigeschaltet. Im Notfall kann die Pflegekraft sekundenschnell reagieren, ohne den Point of Care zu verlassen.

Hat die Pflegekraft alle Hände voll zu tun, fährt die Liegefläche auch bequem mithilfe eines Fußschalters hinauf und herab. In stressigen Situationen sorgt das für erhebliche Entlastung.

Höhenverstellung per Fußschalter



Bedienmodule

Zusätzlich zu Panel oder Handschalter ermöglicht ein am Fußende integriertes, herausziehbares Modul die sichere Steuerung des Bettes. Das größere Bedienmodul M bietet dabei viel Komfort, das wirtschaftliche Bedienmodul S eine praktische Reduktion auf wesentliche Funktionen.



Bedienmodul M

Großzügig angeordnete Tasten sorgen bei der Nutzung des Bedienmoduls M für entspanntes Arbeiten. Beide Bedienmodule sind in der herausziehbaren Bettzeugablage untergebracht und lassen sich auf Wunsch am Fußteil befestigen.

Bedienmodul S

Das wirtschaftliche Bedienmodul S bietet alle wichtigen Steueroptionen auf einen Blick.

Schnelle Notfallverstellungen

Im Fall einer Reanimation wird das Evario one zum wichtigen Helfer. Die Schocklage lässt sich augenblicklich mit dem leicht zugänglichen Nothebel an Kopfende oder den Bedienelementen auslösen. Rasch entnehmbare Häupter gewähren freien Zugang zum Patienten.



Die orangefarbenen Notfalltasten am äußeren „Bedienpanel light“ ermöglichen der Pflegekraft schnelles Handeln, ohne den Patienten aus den Augen zu lassen.

Noch schneller lässt sich die CPR-Position auf mechanischem Weg mit dem Nothebel unter der Liegefläche einstellen.



Für einen besseren Zugang zum Patienten lassen sich Kopf- und Fußteile werkzeuglos entriegeln und abnehmen.

Gute Fahrbarkeit auch in kleinen Räumen




Mit seinen platzsparenden Abmessungen eignet sich das wirtschaftliche Evario one sehr gut zum Einsatz in Mehrbettzimmern. Eine präzise Manövrierbarkeit ist dabei wichtig, um das Personal zu entlasten und Kollisionen zu vermeiden. Mit seinen modernen Rollen lässt sich das Bett hervorragend lenken. Eine optionale 5. Rolle erleichtert das Fahren in engen Kurven zusätzlich.



Das optionale Bremssignal warnt, wenn das ungebremste Bett noch an die Steckdose angeschlossen ist. So verhindert es Kabel- und Wandschäden beim Wegrollen.



ENTSCHEIDEND BESSER Vorteile der 5. Rolle



Wird das Bett mit einem Patienten schnell um die Kurve gesteuert, können hohe Zentrifugalkräfte entstehen. Die 5. Rolle hält das Evario one sicher in der Spur und verhindert ein Wegrutschen zur Seite.

Einfacher Patiententransport

Als idealer Begleiter des Evario one lässt sich der leichte Nachttisch Quado bei einer Patientenverlegung einfach ans Bettenhaupt hängen und mitschieben.

▼ Je nach Präferenz kann der Quado am Kopf- oder Fußteil mittransportiert werden. Für eine Verlegung des Patienten ist so nur eine Pflegekraft erforderlich.



Medizinische Lagerung



Alle Verstellungen des Bettes bei einer sicheren Arbeitslast von 250 kg auch im Akkubetrieb



◀ Die Cardiac-Chair-Position entlastet das Herz und stärkt den Kreislauf.

▶ Die Fowler-Position erleichtert die Atmung und verbessert die Sauerstoffversorgung.



◀ Die Schwenkung in die Fußstieflage kann das Schlucken erleichtern und Aspirationen vorbeugen.

▶ Die Trendelenburg-Position kann die Folgen eines Schocks mildern.



Auto Stop: Die Liegefläche stoppt nach der Schwenkung wieder in einer waagerechten Position, ohne dass das Bett komplett heruntergefahren werden muss.

Bett- und Unterschenkelhaken-Verlängerung

Um großen Patienten mehr Liegekomfort zu bieten, kann die Pflegekraft sehr leicht die optionale Bettverlängerung aktivieren. Zunächst wird der Bettrahmen werkzeuglos ausgezogen. Zur Verlängerung der Liegefläche stehen dann eine ausklappbare Unterschenkellehne oder ein einlegbares Verlängerungsteil zur Auswahl.



▲ Die Verlängerung des Bettrahmens lässt sich werkzeuglos entriegeln und ausziehen.



▲ Ein ausklappbarer Metallbügel verlängert auf Wunsch die Unterschenkellehne.



▲ Zur Verlängerung der Matratze bieten wir ein maßgeschneidertes Polsterteil an.

»Die Diagnose hat mich sehr aufgewühlt, und ich war verzweifelt. Der Einsatz der Pflegekräfte und das wohltuende Interieur haben mir sehr geholfen. Ich fühlte mich in der Klinik gut versorgt!«



Tara Olumide
Patientin

Unser Angebot

- je nach Körpergröße einstellbares Bett
- komfortable Verstellung des Bettes per Bedienpanel oder Handschalter möglich
- Unterbettlicht sorgt für Sicherheit in der Nacht
- geteilte Seitensicherung kann als Mobilisierungsstütze genutzt werden

Komfort für die Patienten

Einfache Bett-Verstellung mit dem „Bedienpanel light“



Patienten können das „Bedienpanel light“ immer leicht erreichen. Die einfachen Verstelloptionen sind auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen gut verständlich.

◀ Das „Bedienpanel light“ ist immer auf Augenhöhe des Patienten.



Ergonomische Bedienung des Handschalters



Der ergonomische Handschalter mit seinen intuitiven Symbolen ist jedem Patienten sofort vertraut und schafft ein positives Gefühl von Sicherheit.



▲ Notfallverstellungen können nur mit einem Magneten freigeschaltet werden, sodass der Patient zu keiner Zeit Zugang zu der Pflegeebene bekommt.



▲ Das Unterbettlicht weist dem Patienten nachts den Weg durch den Raum.

Unterbettlicht

Für ein großes Plus bei der Sturzprophylaxe sorgt das optionale Unterbettlicht. Es weist Patienten nachts den Weg, ohne schlafende Mitpatienten zu stören.

Fast ein Drittel der Patienten-Stürze im Krankenhaus geschehen auf dem eigenständigen Gang zur Toilette.

Veit Kinne und Jörg Klewe, HeilberufeScience

Weiterer Komfort



Eine gute Außenwirkung steigert die Profitabilität jedes Hauses – dazu tragen das Evario one und der Nachttisch Quado entscheidend bei. Mit bequemer Sitzposition, komfortabler Bettverlängerung und durchsehbaren Seitensicherungen schafft das Bett eine angenehme Hotel-Atmosphäre ohne Extra-Kosten. Der Quado wird mit optionalen USB-Anschlüssen und Monitor-Halterungen zum Media-Center für den Patienten.

◀ Die Sitzposition und der Nachttisch Quado sind eine ideale Kombination für Mahlzeiten oder entspanntes Lesen.



▲ Bettverlängerung.



▲ Gute Durchsicht bei angestellter Seitensicherung.



Wird der Quado bei einer Patientenverlegung am Bett mittransportiert, kann der Patient seine persönlichen Dinge ohne umständliches Umpacken und Inventarisieren mitnehmen.

◀ Der anhängbare Quado erleichtert die Verlegung eines Patienten erheblich.



»Jeder Hersteller, dessen Produkte nachweislich die Gefahren reduzieren, erhält im Bemusterungsprozess von mir eine gute Note. Beim Evario one haben wir die Hygieneeigenschaften überprüft: Nach sorgfältiger Desinfektion blieben keine Erreger und Keime zurück.«

Unser Angebot

- flächiges Design mit guten Hygiene-Eigenschaften
- verdeckte Kabelführung
- Liegeflächen-Elemente zur Aufbereitung entnehmbar
- aufgeräumtes Untergestell für eine einfache Reinigung

Maria Abbet
Hygienikerin

Sichere Hygiene

Einfache manuelle Aufbereitung

Eine sichere, validierbare Hygiene ist in Pandemie-Zeiten unverzichtbarer als je zuvor. Das Evario one erleichtert dem Hygiene-Team die manuelle Aufbereitung durch sein nischenarmes Design. Es spart Zeit, körperliche Anstrengung und personelle Ressourcen.



▲ Keine unzugänglichen Nischen an Häuptern und Seitensicherungen.



▲ Ebene Liegefläche mit einfacher Entnahme der Kunststoffabdeckung.

▲ Müheloser Mittransport des Nachttisches Quadro zur Aufbereitung.

▲ Saubere Kabelverlegung.

Technischer Service



▲ Das wartungsarme Evario one erleichtert die Arbeit der Haustechniker



▲ Die Steuerung und der Akku sind leicht zugänglich am Kopfende des Bettes platziert.



»Zeit ist bei uns die wichtigste Komponente. Produkte und Ersatzteile müssen schnell eintreffen. Am liebsten sind mir Produkte, die auch leicht und schnell wart- und reparierbar sind. Beim Evario one sind alle Komponenten sehr gut erreichbar.«

George Schumacher
Haustechniker

Von der Lieferung des Bettes bis zum Ende seines Einsatzes können Sie sich auf die erstklassige Unterstützung durch unser Service-Team verlassen. Dazu gehört z. B. eine mindestens 15-jährige Versorgung mit Ersatzteilen ab dem Kauf des Bettes. Stieglmeyer-Produkte sind daher immer eine sichere Investition in die Zukunft.

Wir unterstützen Sie und Ihre Haustechnik bei allen erforderlichen Inspektionen und Wartungen. Vor allem durch die leicht zugängliche Steuerung des Bettes lassen sich diese Arbeiten mühelos erledigen.

Ihr Händler berät Sie gern über unsere Service-Angebote vor Ort.

Zubehör



▲ Ein Namensschild erleichtert die Ansprache des Patienten. Ringsum am Bettumbau lassen sich Normschienen anhängen.



▲ Der Urinflaschenkorb lässt sich einfach an die Kunststoffseitensicherung hängen.



◀ Infusionsständer ermöglichen eine präzise Versorgung.



▲ Stabil und sicher: der Sauerstoffflaschenkorb.



▲ Aufrichter mit Haltegriff erleichtern das Positionieren im Bett.

Die Funktionalität des Evario one lässt sich mit Original-Zubehör von Stieglmeyer ohne Aufwand erweitern. So passt das Bett auf nahezu jede Station.

Hilfreiche weitere Produkte zur Ergänzung Ihres Evario one

Das könnte Sie auch interessieren!

Nachttisch Quado



Der schlanke Nachttisch Quado ist ideal für den Krankenhausalltag in Räumen mit wenig Platz. Wenn sein Bettstisch nicht gebraucht wird, lässt er sich einfach und leise herunterklappen. Der Quado kann alternativ auch als Medikamenten-, Reinigungs- oder Stationswagen genutzt werden. Mehrere Quados lassen sich zur Lagerung platzsparend ineinanderschieben.

Soreno eco



Der Nachttisch Soreno eco überzeugt durch seinen geräumigen, vielseitig nutzbaren Stauraum. Er ist mit und ohne abklappbaren Bettstisch erhältlich.

Wechseldrucksystem Novacare



Das Wechseldrucksystem Novacare schützt Patienten vor punktueller Druckbelastung und senkt das Dekubitus-Risiko.

Matratzen

Stieglmeyer bietet für jede Anforderung eine passende Matratze an. Profitieren Sie von moderner Dekubitus-Prophylaxe und einer präzisen Anpassung an die Verstellungen der Liegefläche. So ist z. B. das Modell Z1 durch seinen Wellenschnitt besonders flexibel.



Ausstattungen und Optionen

Kopf- und Fußteile



Design Intercontinental

- aus PP-Kunststoff gefertigt
- Kopf- und Fußteile komplett entnehmbar
- besonders leicht zu reinigen
- Sicherung gegen unbeabsichtigte Entnahme

Seitensicherungen



Durchgehende ¾-Seitensicherung

- Schutzhöhe ca. 38 cm über der Liegefläche
- geräuscharme Absenkung
- freie Durchsicht für den Patienten



Geteilte ¾-Seitensicherung

- geräuscharme Absenkung mit Einhand-Auslösung
- Schutzhöhe ca. 39 cm über der Liegefläche
- geteilte Seitensicherung aus hochfestem Kunststoff
- einfache, kraftunterstützte Bedienung mit gedämpfter Bewegung
- umfassender Klemmschutz

Liegeflächen



Lamellen-Liegefläche

- Material pulverbeschichtete Metalllamellen
- leicht zu reinigen



Lamellen-Liegefläche mit PP-Abdeckung

- Material pulverbeschichtete Metalllamellen mit Kunststoffabdeckungen
- Kunststoffabdeckungen einfach entnehmbar zur leichten Reinigung
- mit Aussparungen für Gurtsysteme

Laufrollen



Cover-Rolle

- Durchmesser 125 mm
- Höhenverstellbereich der Liegefläche ca. 36 – 80 cm
- Bodenfreiheit des Untergestells ca. 15,3 cm



Integralrolle

- Durchmesser 150 mm
- Höhenverstellbereich der Liegefläche ca. 38 – 82 cm
- Bodenfreiheit des Untergestells ca. 17,3 cm



5. Rolle

- Durchmesser 125 mm

Bremstritt



Kunststoffbremstritt

- Kunststoff
- Trittflächen mit farblicher Kennzeichnung
- schnelle und intuitive Bedienung



Metallbügel-Bremse, kopfseitig

- Metall, pulverbeschichtet
- zum Bremsen heruntertreten
- zum Lösen der Bremsen den Bügel von unten mit dem Fuß anheben

Wandabweisrollen



Kunststoff

- Durchmesser 80 mm
- Material: Polyamid (PA6)
- inklusive Wandabweiskegel

Bedienelemente



Bedienpanel light

- auf beiden Bettseiten in die geteilte ¾-Seitensicherung integriert
- praktische Stelloptionen für Patienten (Innenseite) sowie Pflegekräfte und technisches Personal (Außenseite)
- voreingestellte Bettpositionen
- schnelle Auslösung der CPR-Funktion



Handschalter

- Handschalter mit Sperrfunktion für die Pflegekraft
- einfache Bedienung des Bettes
- direkt ansteuerbare Notfall-Verstellungen
- inkl. Sitzposition



Bedienmodul S

- kann bei Nichtgebrauch in der Bettzeugablage verstaut werden
- Funktionen einzeln bedien- und sperrbar
- Einstellung der Trendelenburg- und CPR-Position



Bedienmodul M

- Anzeige des Sperrstatus der einzelnen Funktionen inkl. Transport- und Behandlungsposition
- Sperrung und Bedienung aller Einzelfunktionen
- Notfalleinstellungen
- Speicherfunktionen
- Akkuladestandsanzeige



Fußschalter

- einfache Höhenverstellung des Bettes mit dem Fuß

Elektronische Ausstattung



Unterbettbeleuchtung

- über Handschalter oder Bedienpanel aktivierbar
- dezentes, blendfreies Licht zur Orientierung im Dunklen



Bremssignal

- Signalton ertönt bei nicht gezogenem Netzstecker und gelöster Bremse
- Schutz vor Beschädigungen und unbeabsichtigtem Wegrollen des Bettes

Weitere Ausstattung



Zubehörbügel

- ermöglicht die platzsparende Anbringung von Zusatzgeräten an den Seiten des Bettes



Integrierte Unterschenkellehnen-Verlängerung

- mehr Komfort bei der Bettverlängerung
- mit dem Ausklappen des Bügels verlängert sich die Unterschenkellehne



Bettverlängerung

- integrierte Verlängerung lässt sich in wenigen Augenblicken ausziehen
- verlängert die Liegefläche um 18 cm



Füllstück Seitensicherung

- Material Schweißkonstruktion aus Stahlrohren
- werkzeuglos anklickbar an die anschraubbare Halterung




Winkelmesser

- leicht ablesbarer Gradmesser
- sichere Einstellung der Liegefläche zur medizinischen Lagerung

Farben und Dekore

Zur Anpassung des Evario one an Ihr individuelles Einrichtungskonzept bieten wir eine Auswahl von 6 Dekoren aus der Stieglmeyer-Kollektion an.



Ausstattungen und technische Daten

Ausstattungen / Optionen	
Seitensicherungen	
durchgehende ¾-Seitensicherung	✓
geteilte ¾-Kunststoffseitensicherung	0
Design Kopf- und Fußteile	
Intercontinental	✓
Grundfarbe	
Kristallweiß	✓
Dekontamination, Schutzgrad	
manuelle Aufbereitung IPx4	✓
Liegeflächen, 4-geteilt	
Metall-Lamellen-Liegefläche	✓
Metall-Lamellen-Liegefläche mit PP-Abdeckung	0
Wandabweisrollen	
4 Kunststoff, umlaufend	✓
Laufrollen	
Coverrolle Ø 125 mm	✓
Integralrolle Ø 150 mm	0
5. Rolle Ø 125 mm	0
Bremstritt	
2 x Kunststoff mit Farbkennzeichnung, 2 x Metall	0
2 x Kunststoff mit Farbkennzeichnung	✓
Spurrollenposition	
kopfseitig rechts	✓
kopfseitig links	0
fußseitig rechts	0
fußseitig links	0
Bettmitte	0
Bedienelemente	
Handschalter mit Sperrfunktion	✓
integriertes Bedienpanel light	0
integriertes Bedienpanel light + Handschalter mit Sperrfunktion	0
Bedienmodul S in der Bettzeugablage	0
Bedienmodul M in der Bettzeugablage	0
Fußschalter für die Höhenverstellung	0
Weitere Ausstattungen	
je 2 Aufnahmen für Infusionsständer kopf- und fußseitig	✓
5. Rolle	0
Bettzeugablage	0
Unterschenkelhakenverlängerung	0
Integrierte Bettverlängerung	0
Winkelmesser	0
Zubehörschienen seitlich	0
Aufnahme für Aufrichter	
2 Hülsen für Rundrohr-Aufrichter kopfseitig	✓
Elektronik-Ausstattung	
Unterbettbeleuchtung	0
Bremssignal	0
Akku	
Blei-Gel-Akku	0

Technische Daten	
Maße und Gewichte	
Außenmaße	99,7 x 214 cm
Liegefläche (Matratzenmaß)	87/90 x 200 cm
Bettverlängerung	18 cm
Liegeflächenaufteilung	76 - 21 - 32 - 52 cm
Längenausgleich der Rückenlehne	4 cm
Sichere Arbeitslast	250 kg
Maximales Patientengewicht	ca. 240 kg
Bodenfreiheit Untergestell	15,3 - 17,3 cm
Leergewicht	ca. 130 kg
Schutzhöhe durchgehende ¾-Seitensicherung	38 cm
Schutzhöhe geteilte ¾-Seitensicherung	39 cm
Verstellbereiche	
Schwenkung in Kopftieflage	15,5°
Schwenkung in Fußstieflage	15,5°
Liegeflächenhöhe (Coverrolle Ø 125 mm)	ca. 36 - 80 cm
Liegeflächenhöhe (Integralrolle Ø 150 mm)	ca. 38 - 82 cm
Winkel Rückenlehne	70°
Winkel Oberschenkellehne	32°
Winkel gestreckte Beinhochlage	11°

✓ = Standard 0 = optional verfügbar

technische und optische Ausführung weichen von den anderen Evario-Modellen ab



Wertebewahrer Zukunftsgestalter

STIEGELMEYERGRUPPE

Wertebewahrer

Unser Unternehmen wurde im Jahr 1900 in Herford gegründet und ist bis heute familiengeführt. Respekt und Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sind die Basis unserer täglichen Arbeit. Aufbauend auf diesen Werten sowie unserer langjährigen Erfahrung bieten wir unseren Kunden in aller Welt hochwertige Produkte, Lösungen und Services für die Anforderungen in Pflege und Gesundheit.

Zukunftsgestalter

Um den schnellen Veränderungen im Pflege- und Gesundheitswesen gerecht zu werden, entwickeln wir alle unsere Produkte selbst. Innovationen und Visionen für die Pflege der Zukunft sind das Ziel unserer Arbeit. Dabei stehen wir immer im Austausch mit unseren Kunden, um sie bei ihren Aufgaben im Alltag gezielt zu unterstützen. Die Trends von morgen schon in der Gegenwart umzusetzen, ist bei uns eine erfolgreiche Tradition.

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service



Die Stiegelmeier-Gruppe ist Ihr internationaler Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und mit der Marke Burmeier für die häusliche Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden mit praxisgerechten Produkten, Lösungen und Services, die wir stetig weiterentwickeln.

- 1900 gegründet und bis heute familiengeführt
- über 1.100 Mitarbeiter weltweit
- Fertigung aller Kernprodukte in eigenen Werken
- Produktentwicklung und Produktion in Deutschland
- Service, Schulung und Prozessoptimierung beim Kunden
- internationale Zertifizierungen und Export in mehr als 60 Länder
- Vertriebsgesellschaften in Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Südafrika

Unsere Marken





STIEGELMEYERGRUPPE

Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com