

ENTSCHEIDEND BESSER



Cuddle

Das freundliche Kinderbett



- ▲ Mit dem Bedienmodul lassen sich Höhe und Liegefläche elektrisch verstellen. Das Modul ist sicher in einem abschließbaren Fach am Fußende untergebracht.
- ◀ Cuddle ist für Kinder mit einer Körpergröße von bis zu 115 cm geeignet.

Technische Daten / Ausstattung

Technische Daten	
Maße und Gewichte	
Außenmaße (L x B x H)	162,5 x 86,4 x 157,2 cm
Liegefläche	72,5 x 132,6 cm
Liegeflächenaufteilung	47,6 85 cm
Sichere Arbeitslast	100 kg
Schutzhöhe Seitensicherungen (angestellt)	80,4 cm
Schutzhöhe Seitensicherungen (abgesenkt)	25,3 cm
Schutzhöhe Seitensicherungen (angestellt, Liegefläche in höchster Position)	40,4 cm
Verstellbereiche	
Schwenkung in Kopftiefe	12°
Schwenkung in Fußtiefe	12°
Liegeflächenhöhe	70,7 – 110,7 cm
Winkel Rückenlehne	70°
Ausstattung / Optionen	
Seitensicherung	
Seitensicherung aus Acrylglas	✓
Seitensicherung aus Aluminiumstäben	0
Verdeckte Auslösung der Seitensicherungen	✓
Kopf- und Fußteile	
Acrylglas-Einsätze entnehmbar	✓

Liegefläche	
HPL-Liegefläche, 2-geteilt	✓
Schnelle Notabsenkung der Rückenlehne	✓
Laufrollen	
Doppelaufrolle Ø 125 mm	✓
Zentrale Rollenfeststellung	✓
Bremstritte	
4 Bremstritte	✓
Bedienelemente	
Beleuchtetes Bedienmodul	✓
Weitere Ausstattung	
Ablageflächen am Untergestell	✓
Aufkleber für Untergestell und Häupter mit Standard-Motiven	✓
Infusionsständer mit 2 Haken	0
Infusionsständer mit 4 Haken	0
Halter für Sauerstoffflaschen	0
Aufnahme für Urin- und Drainagebeutel	0
Schiene für Zubehör	0
Matratze mit wasserfestem Bezug	0
Elektronik-Ausstattungen	
Unterbettlicht	✓
Akku	0

Das Bett für eine angstfreie Genesung Cuddle schützt und unterstützt kleine Patienten

Das elektrisch verstellbare Kinderbett Cuddle wurde speziell für die strengen Vorschriften auf Kinderstationen entwickelt, besonders im Hinblick auf die Sicherheit junger Patienten. Seine ebenen Innenflächen sorgen dafür, dass die Kinder sich nicht an Vorsprüngen stoßen oder hochziehen können. Während die Patienten gut geschützt sind, genießen sie einen freien Blick in den Raum durch die Seitensicherungen aus Acrylglas oder Aluminiumstäben. Zudem sorgt die Form des Untergestells mit zentral bremsbaren Laufrollen für perfekte Stabilität – auch bei ungleichmäßiger Belastung oder unruhigen Kindern.

- **Ovale Schlitz**e in den Einsätzen der Häupter ermöglichen die Durchleitung von Überwachungskabeln, Drainagen und Versorgungsleitungen.
- Ein nischenarmes Design ermöglicht eine **leichte Reinigung** des Bettes.
- Drei **fröhliche Farben** stehen zur Auswahl, mit denen die Kunststoffelemente des Bettes an jede Raumgestaltung angepasst werden können.



- ▲ Die Acrylglas-Einsätze der Kopf- und Fußteile können nach dem Entriegeln des Außenknaufs mühelos mit der Hand entfernt werden.



- ▲ Mit einem gedämpften Mechanismus lassen sich die Seitensicherungen schnell und sicher absenken.

Farben



▲ Gelb 612

▲ Grün 662



▲ Blau 840

Normkonform nach EN 50637:2017

✓ = Standard 0 = optional verfügbar



STIEGELMEYERGRUPPE

Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com